



# Wasch- und Pflegeanleitung

Um die Funktionsfähigkeit der QRCOOL Weste zu erhalten sind folgende Maßnahmen beim Waschen und Desinfizieren unbedingt zu berücksichtigen. Die Verwendung von nicht empfohlenen Wasch- oder Desinfektionsmitteln sowie der Einsatz von Hochleistungsschleudern oder Trocknern führt zu einer raschen Zerstörung der Kühlleistung der QRCOOL Westen.

## Waschmaschine

- Reißverschluss der QRCOOL Westen schließen.
- Für eine 7 - 8 kg Waschtrommel max. 5 Westen (bitte nicht überfüllen, da die nasse Weste ca. 1,8 kg wiegt!)
- Im **Vorwaschgang** wird für eine Waschladung von 5 Westen das Desinfektionsmittel RAFIlythe® Konzentrat\* in verdünntem Zustand eingesetzt: 250 ml Konzentrat in 2 Liter Wasser verdünnen und in die Kammer für die Vorwäsche einfüllen. 3 - 5 Minuten vorwaschen.
- für den **Hauptwaschgang** das Spezialwaschmittel QRCLEAN-TOKO in die Kammer einfüllen.
  - bei normaler Wasserhärte (bis 20 dh): 30 ml QRCLEAN-TOKO
  - bei hoher Wasserhärte (über 20 dh): 40 - 50 ml QRCLEAN-TOKO
 Für größere Trommeln entsprechend multiplizieren.
- Programmierung der Waschmaschine:
  - etwa 2 - 5 Minuten die Westen im Wasser baden (ist bei jedem Programm üblich)
  - für mindestens 15 min bei 30°C waschen
  - dann 3 Minuten mit viel Wasser spülen, eventuell 2 Spülvorgänge
  - bei geringster Schleudernzahl schleudern (max. 400 Umdrehungen)
- **Trocknen:** nach Ende des vorgeschriebenen Waschvorgangs die Westen rausnehmen. Die Westen auf einem Bügel für 2 - 3 Tage bei Raumtemperatur trocknen lassen

## Alternativ: Handwäsche

- 1 - 2 QRCOOL Westen in eine Wanne mit lauwarmem Wasser (30°C) legen.
- **Vorwaschen (Desinfektion):**
  - Zuerst das Desinfektionsmittel RAFIlythe® Konzentrat\* verdünnen: 50 ml in 2 - 3 Liter Wasser.
  - Das verdünnte Desinfektionsmittel in die Wanne mit den Westen dazugeben und 10 min liegen lassen. Unbedingt Handschuhe tragen!
  - Danach das Wasser wechseln und die Westen mit Wasser spülen.
  - Das Spülwasser wechseln und mit frischem Wasser auffüllen.
- **Waschen:**
  - 30 ml Spezialwaschmittel QRCLEAN-TOKO dazugeben.
  - Die Westen 30 Mal in der Wanne bewegen mit jeweils 1 Pause von 1 Minute.
- **Spülen:**
  - die Westen in klarem Wasser wenden und jeweils 2 Minuten ruhen lassen.
  - das Wasser 5 Mal erneuern mit derselben Prozedur.
- **Wasser entfernen:** Die Weste in ein Handtuch fest einwickeln, um überschüssiges Wasser rauszudrücken. Nicht wringen!
- **Trocknen:** Die Westen feucht auf einem Bügel aufhängen und bei Raumtemperatur 2 - 3 Tage trocknen lassen.

**Empfehlung:** Am besten die trockenen QRCOOL Westen stets aufgehängt aufbewahren. Um Stockflecken zu vermeiden, die QRCOOL Westen nicht in einer Tasche aufbewahren.



\* Das Desinfektionsmittel RAFIlythe® Konzentrat erfüllt die Standards der Biozid-Verordnung für den Medizinbereich und ist 100% biologisch abbaubar.

QRCOOL - Exklusiver Vertrieb im Krankenhaus durch QRSKIN