

# Cutimed® Sorbion® Sachet

## Proaktives Exsudatmanagement mit kontinuierlicher Wundbettreinigung

### Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet Wundauflagen sind superabsorbierende Wundverbände für die effektive Absorption von hohen Exsudatmengen. Durch die perfekt aufeinander abgestimmten Produktkomponenten schließen die Wundverbände das Exsudat sicher im Kern ein, lösen Wundbeläge und halten ein feuchtes Wundmilieu aufrecht. Wundkeime und Entzündungsfaktoren werden mit dem Exsudat aufgenommen und im inneren Kern eingeschlossen, wodurch die Wundreinigung unterstützt wird.


### Anwendung

Zur Behandlung von stark bis sehr stark exsudierenden chronischen Wunden, wie z. B.:

- Ulcus cruris verschiedener Genese
- Diabetisches Fussyndrom
- Dekubitus
- Akuten, exsudierenden Wunden

### Anwendungsdauer

Ein Verbandswechsel sollte durchgeführt werden, bevor Flüssigkeit durchtritt, spätestens jedoch nach vier Tagen. Diese maximale Verweildauer ist jedoch abhängig vom Patienten und der Wundsituation.



### Vorteile

- Sehr hohe Aufnahmekapazität und hohe Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompressionstherapie
- Reduktion von fibrinösem Belag (Soft Débridement)
- Senkung des Risikos von Kreuzkontaminationen durch Einschluss von Wundkeimen und Exsudat
- Reduktion der Geruchsbelastung
- Geringe Hautreizungs- und Allergierisiken

