

sorbion
austria

TARIFKATALOG PRODUKTE 2025

VERORDNUNGSFÄHIGE PRODUKTE

„Der rote Faden der Genesung ist der Geduldsfaden“

© Gerhard Uhlenbruck (*1929), deutscher Immunbiologe

INHALT

02	Der Weg der Verordnung
04	Wundreinigung
04	Exsudatmanagement
06	Infektionsmanagement
08	Medizinischer Honig
09	Granulationsfördernde Produkte
10	Schaumstoffe
12	Kompression
12	Fixierungen

VERORDNUNGSFÄHIGE PRODUKTE 2025

Im Tarifikatalog finden Sie alle unsere Produkte, die in der **ÖGK-Anlage 5 Verbandstoffe/ Wundversorgung** sowie in der **ÖGK-Anlage 4** pro Bundesland gelistet sind. Ebenso finden Sie hier passende Verordnungshilfen sowie alle verfügbaren Größen und Verpackungseinheiten.

DER WEG DER VERORDNUNG

WIE KOMMEN IHRE PATIENT:INNEN ZU DEN PRODUKTEN?

Damit die Wunden Ihrer Patient:innen rasch und effizient versorgt werden können, ist ein Zusammenspiel von genauer Diagnose, Verordnung von geeigneten Wundversorgungsprodukten und deren rasche Freigabe durch die ÖGK sowie eine regelmäßige Behandlung der Wunden wesentlich. Nur wenn die Wundversorgungsprodukte rasch bei Ihren Patient:innen eintreffen und angewendet werden können, ist eine Wundheilung oder Optimierung der Wundsituation möglich.

ERSTVERORDNUNGEN SEIT 2024

Seit 2024 liegt die Erstverordnung von Verbandstoffen erstmals auch in den qualifizierten und engagierten Händen von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- u. Krankenpflege. Sie sind berechtigt, nach Maßgabe der ärztlichen oder pflegerischen Diagnose im Rahmen ihrer Berufsbefugnis laut § 15a GuKG Wundversorgungsprodukte zu verordnen.

ANLEITUNG ZUR VERORDNUNG:

Verordnungsfähige Produkte nach Kategorien

- Debridement
- Wundversorgung
- Kompression

Verordnungsfähige Produkte nach Wundsituation

Aufgrund der genauen Beschreibung der Wundsituation, also der Diagnose, kann die Verordnung für unterschiedliche Wundversorgungsprodukte ausgestellt werden.

Was muss auf einer Verordnung stehen, damit die ÖGK eine verordnete Wundaufgabe bewilligt?

- Vollständiger Name des Patienten, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum
- Verordnetes Produkt und passende Größe (Achtung: Produkt muss immer zur Diagnose passen!)
- Stückzahl und Packungsmenge z.B. OP1, OP2, ...
- Datum der Verordnung
- Klar formulierte Diagnose
- Beschreibung des Wundzustandes / Wundgröße und Tiefe vom Wundgrund (welche Klassifikation bei der Diagnose verwendet wird, obliegt dem „Verordner“)
- Wunddokumentation anhand eines Wundfotos (bei speziellen Verordnungen notwendig)
 - mässig bis leicht exsudierende Wunde
 - stark exsudierende Wunde
 - infizierte Wunde
 - stagnierende, chronische Wunde
 - Entstauungstherapie

HILFE BEI DER VERORDNUNG NÖTIG?

Kontaktieren Sie gerne unseren Außendienst. Die Kontaktdaten finden Sie durch Scannen dieses QR-Codes oder online unter www.sorbionaustria.at/aussendienst/



ERKLÄRUNG ZU DEN TABELLEN:

- Produkte sind in der ÖGK-Anlage 5 gelistet und über Sanitätshäuser mit Niederlassung in einem Anlage 5 geltenden Bundesland erhältlich.
- * Produkte sind ausschließlich über die jeweilige Sonderregelung im Bundesland wie z.B. Wundkoffer erhältlich.
- /* Produkte sind über beide Varianten erhältlich.

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zu Wunden, Wundstadien und bei der Auswahl geeigneter Verbandstoffe und Wundauflagen bei akuten, chronischen, infizierten oder stagnierenden Wunden. Anhand dieser Fallbeispiele wollen wir Ihnen einige Tipps und Ausfüllhilfen für die richtige Verordnung geben. Für weitere Fragen können Sie uns gerne per E-Mail oder direkt den jeweiligen Außendienst in Ihrem Bundesland kontaktieren. Kontaktdaten finden Sie über den QR Code oder auf unserer Website.

INFEKTIONSMANAGEMENT

DIAGNOSE:

Ulcus cruris mixtum, austherapiert; stark exsudierend, subtile Infektion

VERORDNUNG:

Cutimed Sorbion Sorbact
20 x 20 cm
Alegro Alginatleimbinde
10 x 10 cm



DIAGNOSE:

Ulcus cruris, infizierte Wunde

VERORDNUNG:

Microdacyn 500 ml
Medihoney Wound Gel 20g
Cutimed Sorbion Border
20 x 20 cm



EXSUDATMANAGEMENT

DIAGNOSE:

Ulcus cruris venosum, stark exsudierend, übel riechend, im palliativem Wundsetting

VERORDNUNG:

Microdacyn 500 ml
Cutimed Debriclean
Cutimed Sorbion Carbon+
28 x 48 cm



WUNDREINIGUNG

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bgld.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	-----------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® DebriClean | Reinigungspad



Indikation: Ulcus cruris ven. und art. größer als 5 cm Durchmesser, Dekubitus ab Grad 2 Pro Verbandwechsel 1 Stück, max. 2 Pkg. zu 5 Stk. reichen aus.
Wirkungsweise: mechanische Wundreinigung, bricht feste Verkrustungen auf, resorbiert 99% des Biofilms mit nur 4-maligem Wischen
Ausführung: Allzweck-Debridement mit abrasiven Fasern und praktischer Handschlaufe

9 x 13 cm	5	7617000	5175483	52250-019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-----------	---	---------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Microdacyn60 Hydrogel



Indikation: kontaminierte, trockene und gering sezernierende Wunden auch mit Schorf und Belägen
Wirkungsweise: gibt Feuchtigkeit ab und schafft ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützt auch autolytisches Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Reinigung und Dekontamination.
Ausführung: stabilisiertes, hydroaktives und amorphes Gel, verwendbar auch an freiliegenden Knochen, Sehnen/ Bändern. Haltbar: 60 Tage nach Öffnung.

120 g	1	44209-00	5567361	51001-042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 g	1	44207-00	5567378	51001-043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Microdacyn60 Liquid | Wundspüllösung



Indikation: kontaminierte bis kritisch kolonisierte Wunde zum Spülen geeignet, löst verklebte Verbände atraumatisch ab.
Wirkungsweise: keimreduzierend, wundheilungsfördernd
Ausführung: gebrauchsfertige Wundspüllösung mit aktiviertem (naszierendem) Sauerstoff, PH-neutral, aus ultrareinem Wasser und geringen Mengen NaCl.

500 ml	1	4410200	5584796	52232-038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 ml	1	4410700	5567384	52232-054	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EXSUDATMANAGEMENT



Cutimed® Sorbion® Sachet S | Superabsorber



Indikation: stark exudierende Wunden, Ulcus Cruris, Diabetisches Ulcus, Dekubitus, exulzerierende Karzinome, ...
Wirkungsweise: wandelt aufgenommene Flüssigkeit in ein Gel um, wird gebunden und auch unter Druck nicht freigegeben, kein Rücknässen in die Wunde, hohe Retentionsleistung auch unter Kompression.
Ausführung: patentierte Hydration Response Technology, starke Reißfestigkeit, frei von Bindemitteln, Farb- und Klebstoffen, einzeln und steril verpackt.

7,5 x 7,5 cm	50	73232-02	2608444	51600-068	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-01	2949808	51600-069	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
12 x 5 cm	50	73232-05	2949783	51600-070	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-04	2949777	51600-071	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	50	73232-08	2949820	51600-072	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-07	2949814	51600-073	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
15 x 15 cm	50	73232-14	3995650	51600-077	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-13	3995644	51600-076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 x 10 cm	50	73232-22	2608438	51600-082	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-21	2949688	51600-083	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
20 x 10 cm	50	73232-11	2949702	51600-074	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-10	2949694	51600-075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 x 20 cm	50	73232-17	2949748	51600-078	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-16	2949731	51600-079	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
30 x 20 cm	50	73232-20	2949760	51600-080	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73232-19	2949754	51600-081	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cutimed® Sorbion® Sachet XL

45 x 25 cm	10	73240-00	4550743	51600-088	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
------------	----	----------	---------	-----------	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

Erklärung zu den Hinweisen ✓ bzw. ✓* und * finden Sie auf Seite 02.

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bgld.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	-----------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage



Indikation: bei Drainagen, stark exudierende Wunden, Ulcus Cruris, Diabetisches Ulcus, Dekubitus, exulzerierende Karzinome, ...

Wirkungsweise: aufgenommene Flüssigkeit wird gebunden, kein Rücknässen in die Wunde, hohe Retentionsleistung auch unter Kompression.

Ausführung: Schlitz für Drainagen, patentierte Hydration Response Technology, starke Reissfestigkeit, frei von Bindemitteln, Farb- und Klebstoffen

10 x 10 cm	50	73241-02	2949671	51600-084	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	73241-01	2949665	51600-085	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbion® Sachet Multistar



Indikation: für schwer zugängliche Körperstellen geeignet, stark exudierende Wunden

Wirkungsweise: aufgenommene Flüssigkeit wird gebunden, kein Rücknässen in die Wunde, hohe Retentionsleistung auch unter Kompression.

Ausführung: patentierte Hydration Response Technology, starke Reissfestigkeit, frei von Bindemitteln, Farb- und Klebstoffen

8 cm	10	73237-01	4050058	51600-086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------	----	----------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cutimed® Sorbion® Border | Superabsorber mit Haftrand



Indikation: stark exudierende Wunden

Wirkungsweise: wandelt aufgenommene Flüssigkeit in ein Gel um, sie wird gebunden und auch unter Druck nicht freigegeben, kein Rücknässen in die Wunde, hohe Retentionsleistung auch unter Kompression.

Ausführung: patentierte Hydration Response Technology, haftender hautfreundlicher Silikonrand, frei von Bindemitteln, Farb- und Klebstoffen.

10 x 10 cm	10	7101000	5682300	51601-017	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 23 cm	10	7101004	5682292	51601-019	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7101002	5682286	51601-020	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 x 20 cm	10	7101003	5682257	51601-021	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbion® Border Sacrum



Indikation: stark exudierende Wunden

Wirkungsweise: kein Rücknässen, hohe Exsudataufnahme und Retentionsleistung auch unter Kompression.

Ausführung: patentierte Hydration Response Technology, haftender hautfreundlicher Silikonrand, frei von Bindemitteln, Farb- und Klebstoffen.

19,5 x 22 cm	10	7101008	5682263	51601-022	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
--------------	----	---------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Cutimed® Sorbion® Carbon+ | geruchreduzierender Superabsorber



Indikation: stark exudierende Wunden mit Wundgeruch

Wirkungsweise: wandelt aufgenommene Flüssigkeit in ein Gel um, sie wird gebunden und auch unter Druck nicht freigegeben, kein Rücknässen in die Wunde, hohe Retentionsleistung auch unter Kompression. Geruchsmoleküle werden im Verband gebunden.

Ausführung: superabsorbierender Wundverband mit Aktivkohle und Zeolith, nicht verklebend, mit saugfähigem Kern und Wäscheschutz.

15 x 15 cm	10	71219-07	5861712	52074-018	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 25 cm	10	71219-08	5842778	52074-019	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 x 25 cm	10	71219-09	5842784	52074-020	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 x 48 cm	10	71219-11	5842790	52074-022	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Das Original seit 20 Jahren! Noch softer und flexibler im Kern!

Cutimed® Sorbion® Sachets überzeugen durch die patentierte Hydration Response Technology® mit einer sehr hohen Exsudataufnahme und Retentionsleistung. Seit 2024 ist die Fasermatrix im Sachet noch flexibler, die Wundaufgabe wirkt weicher und der Tragekomfort ist noch angenehmer.



EXSUDATMANAGEMENT

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bglid.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle



Indikation: mäßig bis stark exudierende Wunden

Wirkungsweise: atraumatisch und schmerzarm, absorbiert Wundexsudat vertikal und bindet es im Produktkern.

Ausführung: atraumatischer Verband mit sanfter Wundkontaktschicht und superabsorbierenden Eigenschaften.

8,5 x 8,5 cm	10	73233-19	4352687	51650-063	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
12 x 12 cm	10	73233-22	4352693	51650-064	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
22 x 12 cm	10	73233-25	4352718	51650-065	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
22 x 22 cm	10	73233-14	4352701	51650-066	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Cutimed® Sorbion® Plus | Wunddistanzgitter



Indikation: für alle Wundstadien geeignet

Wirkungsweise: atraumatisch und gut exsudatableitend, bietet Schutz vor Rückfluss sowie Verunreinigung von außen

Ausführung: atmungsaktives und hypoallergenes Wunddistanzgitter, hat eine raue und eine glatte Seite.

7,5 x 7,5 cm	25	73235-01	3126865	52055-078	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	50	73235-02	3126871	52055-079	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 x 10 cm	25	73235-04	3126888	52055-080	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	*	✓
	50	73235-05	3126894	52055-081	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
20 x 10 cm	25	73235-07	3126902	52055-082	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	50	73235-08	3126919	52055-083	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
20 x 20 cm	25	73235-10	3126925	52055-084	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	50	73235-11	3126931	52055-085	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
30 x 20 cm	25	73235-13	3414104	52055-087	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	50	73235-14	3414110	52055-086	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Cutimed® Gelling Fiber | Hydrofaser



Indikation: trockene bis mäßig exsudierende chronische Wunden

Wirkungsweise: bei Kontakt mit Exsudat bildet sich weiche Gelschicht, ohne mit der Wunde zu verkleben. Der Wundrand bleibt trocken, ideal-feuchtes Wundmilieu wird geschaffen (überschüssiges Sekret je nach Exsudation wird gebunden). Benötigt einen Sekundärverband.

Ausführung: gelbildender, feuchthaltender Hydrofaserverband aus hoch absorbierender Natriumcarboxymethylcellulose mit Verstärkungsfasern.

5 x 5 cm	10	71218-00	5467079	51120-065	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 x 10 cm	10	71218-01	5467085	51120-066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
15 x 15 cm	5	71218-02	5467091	51120-067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4 x 10 cm	10	71218-03	5467116	51120-068	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4 x 20 cm	10	71218-04	5467122	51120-069	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4 x 30 cm	10	71218-05	5467139	51120-070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
1 x 45 cm	5	71218-07	5467145	51120-071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2 x 45 cm	5	71218-06	5467151	51120-072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Erklärung zu den Hinweisen ✓ bzw. ✓* und * finden Sie auf Seite 02.

INFEKTIONSMANAGEMENT

Sorbact® Technologie: wirkt rein physikalisch gegen Infektionen

- Keine Freisetzung aktiver Wirkstoffe in die Wunde
- Ohne Kontraindikationen und Mechanismen zur Resistenzbildung
- Reduziert die bakterielle Belastung in kritisch kolonisierten Wunden



100% rein physikalisch!
0% Silber



CONTACT

PAD

HYDRO

RIBBON

NEUE NAMEN & BESTELNUMMERN!

Noch einfacher die richtige Wundauflage finden - mit klaren neuen Produktnamen. Die PZN bleiben gleich!

INFEKTIONS-MANAGEMENT

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bgld.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	-----------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® Sorbion® Sorbact® | rein physikalische, antimikrobielle, superabsorbierende Wundauflage



Indikation: stark exudierende Wunden, kontaminierte bis infizierte Wunde

Wirkungsweise: keimzahlreduzierend durch hydrophobe Wirkung, Exsudat wird durch Superabsorber aufgenommen und auch unter Druck nicht freigegeben.

Ausführung: ohne chemische Zusätze, superabsorbierender Kern

10 x 10 cm	10	7269824	4750212	51650-054	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 20 cm	10	7269825	4750229	51650-055	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
20 x 20 cm	10	7269826	4750235	51650-056	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
20 x 30 cm	10	7269827	4750241	51650-057	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Siltec® Sorbact® B



Indikation: mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut, kontaminierte bis infizierte Wunde

Wirkungsweise: mäßig bis stark saugend mit keimzahlreduzierender Wirkungsweise durch hydrophobe Wirkung

Ausführung: selbsthaftender Silikon-beschichteter Schaumverband, atraumatisch, mit Hafttrand

7,5 x 7,5 cm	10	7325166	5361091	51446-169	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12,5 x 12,5 cm	10	7325167	5361139	51446-171	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7325168	5361145	51446-172	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17,5 x 17,5cm	5	7325169	5361151	51446-173	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22,5 x 22,5 cm	5	7325170	5361168	51446-174	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbact® Contact | Kompresse | rein physikalische, antimikrobielle Kompresse



Indikation: für oberflächliche oder tiefe kontaminierte bis infizierte Wunden

Wirkungsweise: beseitigt sicher pathogene Bakterien und Pilze (ohne Zelltod) in kritisch kolonisierten Wunden ohne Freisetzung chemischer Substanzen, durch physikalisches Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung, ohne nachteiliger Beeinflussung des Heilungsverlaufs, ohne bekannter Kontraindikationen

NEUER PRODUKTNAME & BESTELNUMMERN!

4 x 6 cm	5	7216431	3309761	52055-128	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	40	7216430	2996050	52055-129	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
7 x 9 cm	5	7216561	3309778	52055-130	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	*	✓
	40	7216560	2996067	52055-131	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbact® Ribbon | Tamponade | rein physikalische, antimikrobielle Tamponade



Indikation: für oberflächliche oder tiefe kontaminierte bis infizierte Wunden

Wirkungsweise: beseitigt Pathogene (ohne Zelltod) ohne chemischer Substanzen, durch physikalisches Prinzip, ohne bekannter Kontraindikationen

NEUER PRODUKTNAME & BESTELNUMMERN!

2 x 50 cm	20	7216616	2996073	52055-132	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	*	✓
5 x 200 cm	10	7216710	2996096	52055-133	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbact® Pad | Saugkomresse | rein physikal., antimikrob. Saugkomresse



Indikation: leicht bis mäßig Exsudat, kontaminierte bis infizierte Wunde

Wirkungsweise: beseitigt sicher pathogene Bakterien und Pilze (ohne Zelltod) in kritisch kolonisierten Wunden ohne Freisetzung chemischer Substanzen, durch physikalisches Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung, ohne nachteiliger Beeinflussung des Heilungsverlaufs, ohne bekannter Kontraindikationen

NEUER PRODUKTNAME & BESTELNUMMERN!

7 x 9 cm	5	7216122	3309749	52070-067	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40	7216121	2996015	52055-068	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	5	7216225	2996021	52055-069	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40	7216224	2996038	52055-070	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 20 cm	20	7216313	2996044	52055-071	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Sorbact® Hydro | Gelkomresse | rein physikal., antimikrob. Gelkomresse



Indikation: kontaminierte bis infizierte trockene und gering

exudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen

Wirkungsweise: gibt Feuchtigkeit ab, schafft ideal feuchtes Mikroklima. Reduziert Keime durch hydrophobe Wechselwirkung. Benötigt Sekundärverband.

NEUER PRODUKTNAME & BESTELNUMMERN!

7,5 x 7,5 cm	10	7261140	3691482	51020-014	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
7,5 x 15 cm	10	7261141	3691499	51020-015	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 20 cm	5	7261142	5361085	51020-016	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Erklärung zu den Hinweisen ✓ bzw. ✓* und * finden Sie auf Seite 02.

MEDIZINISCHER HONIG

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bglid.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Medihoney® Antibakterieller Honig



Indikation: für infizierte Wunden, bei chirurgischen, chronischen oder auch akuten Wunden

Wirkungsweise: antibakterielle, osmotische Wirkung des medizinischen Honigs mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

20 g	5	MHHONEY20-5	3168616	52240-011	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
50 g	1	MHHONEY50GR	3790540	52240-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

Medihoney® Antibakterielles Wundgel



Indikation: für oberflächliche Wunden

Wirkungsweise: antibakterielle, osmotische Wirkung des medizinischen Honigs mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

Ausführung: 20% natürliche Wachse u. 80% antibakterieller medizinischer Honig, mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

20 g	5	MHGEL20-5	3158061	52240-012	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	*	✓
------	---	-----------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---

Medihoney® Apinate Alginatverband Tamponade



Indikation: für infizierte Wunden, bei chirurgischen, chronischen oder auch akuten Wunden

Wirkungsweise: antibakterielle, osmotische Wirkung, geeignet zur Entfernung von Wundbelag

Ausführung: Kalziumalginatfaser mit antibakteriellem medizinischem Honig, mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

2 x 30 cm	5	793	3858539	52240-022	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
-----------	---	-----	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	--	---

Medihoney® Apinate Alginatverband



Indikation: für infizierte Wunden, bei chirurgischen, chronischen oder auch akuten Wunden

Wirkungsweise: antibakterielle, osmotische Wirkung, geeignet zur Entfernung von Wundbelag

Ausführung: Kalziumalginatfaser mit antibakteriellem medizinischem Honig, mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

5 x 5 cm	10	794	3858516	52240-023	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 x 10 cm	5	795	3858522	52240-024	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Medihoney® Tüllverband



Indikation: für infizierte Wunden, bei chirurgischen, chronischen oder auch akuten Wunden

Wirkungsweise: antibakterielle, osmotische Wirkung des medizinischen Honigs mit höchstem Methylglyoxalgehalt (MGO), ultrafiltriert und sterilisiert

10 x 10 cm	5	796	3858491	52240-025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
------------	---	-----	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---



Medihoney® - medizinischer Honig

Die antibakterielle Wirkung von Honig ist auf den antibakteriell wirksamen Bestandteil, dem Methylglyoxalgehalt zurückzuführen. Manuka Honig aus Neuseeland hat den höchsten Methylglyoxalgehalt (MGO) und bildet die Grundessenz von Medihoney®. Er wird ultrafiltriert und anschließend mit Gammastrahlen unter strengen Richtlinien sterilisiert, um hypoallergen und keimfrei zu sein.

GRANULATIONSFÖRDERNDE PRODUKTE

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bglid.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Sorelex®



Indikation: stagnierende Wunde, kritisch kolonisierte Wunde, stark exsudierend
Wirkungsweise: verhindert bakterielle Kolonisation und bakterielle Durchdringung
Ausführung: Wirkstoffkombination aus Octenidin und Hyaluronsäure, superabsorbierender Sekundärverband erforderlich

10 x 10 cm	10	150011	4799589	52059-019	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------------	----	--------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Hyiodine® Gel



Indikation: stagnierende Wunde, trocken bis mäßig exudierend
Wirkungsweise: wundheilungsfördernd und granulationsfördernd, fördert natürlichen Prozess der Gewebeerneuerung, unterstützt Zellbildung und natürliche Arbeit von Fibroblasten und Keratinozyten
Ausführung: steril, antimikrobiell in zähflüssiger Form mit Wirkstoffkombination aus Hyaluronsäure, Kaliumjodid und Jod

50 g	1	30067000	3706829	51510-001	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------	---	----------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Cutimed® Epiona® | 90% bovines Kollagen und 10% Kalziumalginat



Indikation: stagnierende und /oder sekundär heilende Wunden frei von nekrotischem Gewebe
Wirkungsweise: vollständige Resorption; stimuliert Synthese von körpereigenem Kollagen im Wundgebiet; Granulation und Epithelisierung sollen beschleunigt werden, verbessertes Narbengewebe, benötigt immer Sekundärverband
Ausführung: Kollagen aus 90% bovines Kollagen und 10% Kalziumalginat, mit Perforation somit einfach zuschneidbar auf benötigte Größe

5 x 5 cm	10	7322902	4872079	51500-031	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	10	7322903	4872085	51500-032	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

WUNDSTAGNATION

DIAGNOSE:
Ulcus cruris mixtum,
mäßig exsudierend, stagnierend

VERORDNUNG:
Cutimed Epiona 10 x 10 cm
Cutimed Siltec B 15 x 15 cm

DIAGNOSE:
Ulcus cruris, stagnierend

VERORDNUNG:
Hyiodine Gel 50 g
Cutimed Sorbion Sana Gentle
22 x 12 cm

Erklärung zu den Hinweisen ✓ bzw. ✓* und * finden Sie auf Seite 02.

SCHAUMSTOFFE

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bglid.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® Siltec® L



Indikation: Schaumverband für leicht exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut

Wirkungsweise: atraumatisch, gering saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit

Ausführung: dünner, Silikon-beschichteter Schaumverband mit Beschichtung, zuschneidbar

5 x 6 cm	10	7328300	4747167	51440-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	10	7328301	4747173	51440-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7328302	4747196	51440-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Siltec®



Indikation: Schaumverband für mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut

Wirkungsweise: atraumatisch, mäßig bis stark saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit

Ausführung: Silikon-beschichteter, absorbierender Schaumverband mit Beschichtung, zuschneidbar

10 x 10 cm	10	7328501	4747204	51441-016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 20 cm	10	7328502	4747210	51441-017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7328503	4747227	51441-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Siltec® Plus | mit superabsorbierenden Eigenschaften



Indikation: Schaumverband für mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut

Wirkungsweise: atraumatisch, mäßig bis stark saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit, haftend

Ausführung: Silikon-beschichteter, absorbierender Schaumverband mit Beschichtung, zuschneidbar

5 x 6 cm	10	7328800	4871915	51441-072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 10 cm	10	7328801	4871921	51441-073	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 20 cm	10	7328802	4871938	51441-074	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7328803	4871944	51441-075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 x 20 cm	5	7328804	4871950	51441-076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Siltec® B | mit Haftrand und superabsorbierenden Eigenschaften



Indikation: Schaumverband für mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut

Wirkungsweise: atraumatisch, mäßig bis stark saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit, mit Haftrand

Ausführung: selbsthaftender Silikon-beschichteter Schaumverband mit Beschichtung, zuschneidbar

10 x 10 cm	10	7328405	4871996	51446-110	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 22,5 cm	10	7328406	4872056	51446-111	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12,5 x 12,5 cm	10	7328401	4872004	51446-112	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 x 15 cm	10	7328402	4872010	51446-113	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17,5 x 17,5 cm	5	7328403	4872027	51446-114	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22,5 x 22,5 cm	5	7328404	4872033	51446-115	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 x 7 cm / oval	10	7328414	4872062	51446-116	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 x 16 cm / oval	5	7328421	5175477	51446-127	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cutimed® Siltec® Sacrum | mit Haftrand und superabsorbierenden Eigenschaften



Indikation: Schaumverband für mäßig exudierende Wunden zur Versorgung am Sacrum

Wirkungsweise: atraumatisch, mäßig bis stark saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit, mit Haftrand

Ausführung: selbsthaftender Silikon-beschichteter Schaumverband, zuschneidbar

23 x 23 cm	5	7328701	4871973	51453-023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------------	---	---------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SCHAUMSTOFFE

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bgld.	ÖGK NO	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ..
--------	-----	------------	-----	---------	----------	-----------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------

Cutimed® Siltec® Plus Heel



Indikation: Schaumverband für mäßig exudierende Wunden zur Versorgung an der Ferse und anderen schwierigen Körperstellen
Wirkungsweise: atraumatisch, mäßig bis stark saugend, hohe Wasserdurchlässigkeit, haftend
Ausführung: selbsthaftender Silikon-beschichteter Schaumverband



16 x 24 cm	5	7328805	4871967	51456-018	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
------------	---	---------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	--	---

Ligasano® steril weiß



Indikation: Konditionierung von Wundflächen, zur Wundreinigung und Granulationsanregung
Wirkungsweise: therapeutisch wirksamer Schaumstoff, geringe Druckschmerz, durchblutungsfördernd, gezielte Saugwirkung
Ausführung: Polyurethan-Schaumstoff mit offener Oberfläche, steril, in verschiedenen Stärken und Größen, zuschneidbar

15 x 10 x 1 cm	10	15351-010	3145213	51470-003	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	20	15351-020	2605730	51470-033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	140	15351-140	2605747	51470-035	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
24 x 16 x 1 cm	10	15352-010	1699462	51470-005	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	70	15352-070	2605753	51470-050	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
15 x 10 x 0,5 cm	15	15350-015	3145207	51470-032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	30	15350-030	2605724	51470-034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5 x 5 x 1 cm	10	15341-010	3619036	51470-051	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	40	15341-040	5620055	51470-055	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5 x 5 x 2 cm	15	15342-015	5620049	51470-056	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	30	15342-030	5208662	51470-057	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 x 10 x 1 cm	10	15346-010	3619042	51470-052	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	20	15346-020	5620948	51470-058	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2,5 x 0,4 x 300 cm	10	15370-010	2717297	51470-059	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
1,5 x 0,4 x 100 cm	28	15371-028	5620032	51470-060	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Ligasano® steril weiß | Schlitzkomresse



7,5 x 7,5 x 1 cm	20	15165-020	3374209	51470-054	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
------------------	----	-----------	---------	-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	--	---

KOMPRESSION

GRÖSSE	VPE	ARTIKELNR.	PZN	ÖGK NR.	ÖGK Wien	ÖGK Bglid.	ÖGK NÖ	ÖGK OÖ	ÖGK Stmk.	ÖGK Sbg.	ÖGK Ktn.	ÖGK Tirol	ÖGK Vbg.	SVS, ...
--------	-----	------------	-----	---------	----------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------

Alegro® Alginate Bielast | Bielastische Alginatleimbinde


Indikation: Ulcus Cruris venosum, Ulcus Cruris Mixtum, Lymphödem

Wirkungsweise: Entstauungstherapie mit hohem Arbeitsdruck und kaum vorhandenem Ruhedruck

Selbstbehalt: mit 10% Selbstbehalt. ÖGK Tarifgruppe Anlage 4.



10 cm x 10 m	5	61.021	4486057	40025-011	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
10 cm x 7 m	5	61.022	4486063	40025-012	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
10 cm x 5 m	5	61.023	4486086	40025-013	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓
8 cm x 7 m	5	61.024	4486092	40025-014	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	*	✓



FIXIERUNGEN

Hypafix® transparent | Klebefixierung

Indikation: sekundäre Wundauflage zur Fixierung von Wundauflagen

Wirkungsweise: Wundschutz, verhindert Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit. Wasserdampf und Sauerstoffaustausch jedoch möglich

Ausführung: selbsthaftende, transparente Polyurethan-Folien in Rollen, durchlässig für Luft und Wasserdampf, undurchlässig für Bakterien und Flüssigkeit.



10 cm x 2 m	1	72378-03	5817800	51220-037	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5 cm x 10 m	1	72378-00	5817846	51220-038	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 cm x 10 m	1	72378-01	5817852	51220-039	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
15 cm x 10 m	1	72378-02	5817875	51220-040	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Hypafix® | Klebefixierung

Indikation: sekundäre Wundauflage zur Fixierung von Wundauflagen

Wirkungsweise: Wundschutz, verhindert Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit. Wasserdampf und Sauerstoffaustausch jedoch möglich

Ausführung: vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyester, selbsthaftend, durchlässig für Luft und Wasserdampf



5 cm x 10 m	1	7144301	4260838	52615-059	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10 cm x 10 m	1	7144302	4260844	52615-060	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
15 cm x 10 m	1	7144303	4260850	52615-061	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
20 cm x 10 m	1	7144304	4260867	52615-062	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓
30 cm x 10 m	1	7144305	4260873	52615-063	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Erklärung zu den Hinweisen ✓ bzw. ✓* und * finden Sie auf Seite 02.

FRAGEN ZU DEN PRODUKTEN?

Wenn Sie Fragen zu den Produkten, Größen oder zu der richtigen Anwendung der Produkte haben, können Sie jederzeit gerne unsere Mitarbeiter:innen im Außendienst des jeweiligen Bundeslandes kontaktieren. Scannen Sie hierzu den QR-Code oder gehen Sie online auf www.sorbionaustria.at/aussendienst





sorbion mayrhofer gmbH

Schwechater Str. 37
2322 Zwölfaxing
Tel.: +43 (1) 707 53 90
www.sorbionaustria.at