

Cutimed® Siltec®

Innovation durch Kombination

Produkt

Cutimed® Siltec® ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur besonders effektiven Behandlung chronischer Wunden. Seine spezielle Schaumstruktur ermöglicht die vertikale Absorption von Wundexsudat, während seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit das Exsudatmanagement optimal unterstützt. Die Kombination einzelner Produktinnovationen macht Cutimed® Siltec® so besonders. Der Verband vereint die Vorteile von Silikonfilm, Polyurethan-Folie und Superabsorbent mit den vielfältigen Eigenschaften einer speziellen Schaumstruktur.

Anwendung

Cutimed® Siltec® ist geeignet für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation.

- Venöse und arterielle Ulcera
- Druckgeschwüre
- Diabetischer Fuss
- Hauttransplantationen
- Hautentnahmestelle
- Weitere Indikationen s. Gebrauchsanweisung

Anwendungsdauer

In Abhängigkeit vom Wundzustand
(z. B. Exsudatmenge)



Vorteile

- Sicherer Exsudateinschluss für schwache bis stark exsudierende Wunden (auch unter Kompression)
- Atraumatischer Verbandswechsel für mehr Patientenkomfort
- Hohe Absorption unterschiedlicher Exsudatarten
- Polsternder Effekt
- Verbesserte Wundheilung durch die Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Reduziert das Risiko von Hautmazerationen
- Zuschneidbar
- Duschfest (Cutimed® Siltec® B)




TEAMPLAYER 1
Atmungsaktive Deckfolie

Sorgt für ein Exsudatmanagement, das auch bei schwankenden Mengen oder viskösem Exsudat ein optimal feuchtes Wundheilungsmillieu unterstützt.

TEAMPLAYER 2
Sicherer Exsudateinschluss

Mit der Superabsorber Technologie wird das Exsudat auch unter Kompression sicher im Produktinneren eingeschlossen.



TEAMPLAYER 3
Intelligenter Schaum

Die besondere Schaumstruktur sorgt für eine effektive, vertikale Exsudataufnahme, ohne die Wunde auszutrocknen. Ergebnis: Höhere Therapiesicherheit.

TEAMPLAYER 4
Sanfte Haftung

Der Silikonfilm auf der Wundkontaktseite garantiert eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet einen atraumatischen Verbandswechsel.

Produkt	Wundpadgröße	Größe	Bestell-Nr.	Pharma-Zentral-Nr.	Erstattet über Ost-Vertrag	Inhalt
Cutimed® Siltec® Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband 		5 x 6 cm	7328500			10
		10 x 10 cm	7328501	4747204	•	10
		10 x 20 cm	7328502	4747210	•	10
		15 x 15 cm	7328503	4747227	•	10
		20 x 20 cm	7328504			5
Cutimed® Siltec® Plus Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung 		5 x 6 cm	7328800	4871915	•	10 Stk.
		10 x 10 cm	7328801	4871921	•	10 Stk.
		10 x 20 cm	7328802	4871938	•	10 Stk.
		15 x 15 cm	7328803	4871944	•	10 Stk.
		20 x 20 cm	7328804	4871950	•	5 Stk.
Cutimed® Siltec® L (Light) Dünner, absorbierender Silikon-Schaumverband, sanft haftend 		5 x 6 cm	7328300	4747167	•	10 Stk.
		10 x 10 cm	7328301	4747173	•	10 Stk.
		15 x 15 cm	7328302	4747196	•	10 Stk.
Cutimed® Siltec® B (Border) Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Hafrand 	3,9 x 3,9 cm	7,5 x 7,5 cm	7328400			10 Stk.
	6 x 6 cm	10 x 10 cm	7328405	4871996	•	10 Stk.
	5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	7328406	4872056	•	10 Stk.
	8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	7328401	4872004	•	10 Stk.
	10 x 10 cm	15 x 15 cm	7328402	4872010	•	10 Stk.
	12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	7328403	4872027	•	5 Stk.
	16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	7328404	4872033	•	5 Stk.
Cutimed® Siltec® B Oval Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Hafrand, oval 	6 x 3 cm	10 x 7 cm	7328414	4872062	•	10 Stk.
	11,6 x 8,6 cm	13 x 16 cm	7328421	5175477	•	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Sacrum Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Hafrand für den Sakralbereich 		17,5 x 17,5 cm	7328700			5 Stk.
		23 x 23 cm	7328701	4871973	•	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Plus Heel Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung u. a. für die Ferse 		16 x 24 cm	7328805	4871967	•	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

*Cutimed® Siltec® B mit Hafrand