



24/7 CHIRURGEN-HOTLINE
Ihnen werden erfahrene chirurgische Kollegen mit Rat und Tat (auf Wunsch Anwendungsbegleitung) zur Seite stehen!
0800-555 556 1

Intakte Bauchwand und weniger OP Zeit*

Komplexe Hernien sind nicht nur eine physische und psychische Belastung für den Patienten, sondern können auch für erfahrene Operateure eine Herausforderung sein.

Um einen direkten Verschluss zu ermöglichen, mussten bisher häufig ausgedehnte und komplikationsreiche Rekonstruktionsverfahren (z.B. Komponentenseparationen) zum Einsatz kommen. Diese Verfahren können jedoch häufig die Bauchwand schwächen und zu einer langfristig erhöhten Morbidität führen.

* ohne ausgedehnte Mobilisationsverfahren



Zeitersparnis im OP:

- Therapiedauer ca. 30 Minuten
- mittlerer Streckengewinn: 10 cm¹

Informationen aus erster Hand

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten oder sind Sie sich unsicher, ob fasciotens bei Ihrem Patienten geeignet ist? Kein Problem! Rufen Sie uns auf unserer 24-Stunden-Chirurgen-Hotline an.

Hinweis: Informationen zu möglichen Risiken in der Anwendung von fasciotens-Produkten sind in den Gebrauchsanweisungen enthalten.

Lesen Sie was Ihre chirurgischen Kollegen zu fasciotens sagen:

www.fasciotens.de/referenzen/testimonials

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

www.fasciotens.de
Info@fasciotens.de
Aachener Str. 1053-1055
50858 Köln

DAHLHAUSEN®

Distributionspartner in
Deutschland

www.dahlhausen.de
info@dahlhausen.de
Emil-Hoffmann-Str. 53
50996 Köln

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS


MADE IN
GERMANY



fasciotens®Hernia

**Die innovative Therapie
von großen Hernien**

NEU



Mit Spannung zum Ziel

fasciotens®Hernia ermöglicht es, die Bauchwand in ca. 30 min intraoperativ mit einer standardisierten und kontrollierten Zugkraft zu dehnen.

Dank des CE-zertifizierten fasciotens®Hernia kann gewebeschonend ein mittlerer Streckengewinn von ca. 10 cm erreicht werden, der es ermöglicht, die Integrität der Bauchdecke zu erhalten und die Hernie direkt und sicher zu verschließen.¹

¹ Niebuhr et al, Front. Surg. 2021 (7): 616669; doi: 10.3389/fsurg.2020.616669

⊖ Das Problem

- direkter Verschluss komplexer Hernien oft schwierig
- ausgedehnte Rekonstruktionsverfahren können die Bauchwand schwächen
- hohe Komplikationsraten
- langfristig erhöhte Morbidität

+ Die Lösung

- + ermöglicht direkten Verschluss komplexer Hernien
- + respektiert die anatomische Integrität der Bauchwand
- + standardisierter und quantifizierbarer Zug
- + CE-zertifiziertes Produkt

Alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.fasciotens.de/referenzen



So funktioniert fasciotens®Hernia:

Einfach QR-Code scannen und 30-Sekunden-Clip ansehen.